


MEDICALPLUS

21 MINUTES DE TRAITEMENT

APPAREIL MÉDICAL
REMPLE LES EXIGENCES FONDAMENTALES
DE LA DIRECTIVE 93/42 EEC D'APRÈS
L'APPENDICE V, SECTION 3

CE 0535

L'appareil AIRNERGY Medical Plus contient
4 catalyseurs d'AIRNERGY. Le temps d'application
recommandé est 21 minutes.



EQUIPEMENT

4 catalyseurs d'AIRNERGY

Illumination de l'eau en bleu

Écran de visualisation LCD

Menu en 5 langues (DE, EN, FR, IT, ES)

Programmation individuelle du temps de traitement

Test automatique

Signale acoustique variable

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Tension	12 V DC
Bloc d'alimentation	100-240 V AC/50-60 HZ Sortie 2,5 A
Consommation d'électricité	max. 1.600 mA
Quantité d'air	env. 4 litres par minute
Dimensions (mm), la bouteille incluse	350 x 350 x 330 (Longueur x Largeur x Hauteur)
Poids	4,4 kg

INFORMATIONS

MAINTENANCE Après 2.000 heures de traitement
(env. 6.000 applications)

GARANTIE 2 ans

CONTENU DE LA LIVRAISON 1 bloc d'alimentation, 20 lunettes nasales, 1 bouteille en verre, 1 gazéificateur, 2 filtres d'air, 1 pochette pour une lunette nasale, 1 mode d'emploi

N° D'ARTICLE 2070055

